



Application de communication par le regard

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE · L'essentiel en 5 minutes

À l'ouverture de l'application, l'utilisateur voit un avertissement et de brèves instructions. Après l'avoir accepté, il commence une session.

L'aperçu de la caméra doit montrer clairement la zone des yeux ; cela confirme que le suivi fonctionne. Ensuite, l'utilisateur choisit une phrase du tableau uniquement avec les yeux.

Chaque phrase du tableau correspond à un code binaire. L'utilisateur forme ce code chiffre par chiffre. Ne regardez pas le côté gauche ou droit de l'écran : tournez les yeux eux-mêmes aussi loin que possible, comme pour regarder du coin de l'œil quelque chose au-delà du bord de l'appareil. Les tourner à fond vers la **GAUCHE** saisit **0** ; les tourner à fond vers la **DROITE** saisit **1**. Garder le regard au **CENTRE** pendant 3 secondes (par défaut ; modifiable dans Réglages) termine la saisie, et l'appareil prononce la phrase choisie à voix haute. Quand le même chiffre se répète (par exemple 00), tournez les yeux de ce côté, revenez brièvement au centre, puis tournez-les à nouveau du même côté.

Les trois mouvements du regard

Regarder à GAUCHE	= 0	Tournez les yeux à fond à gauche, puis revenez. Ajoute le chiffre 0
Regarder à DROITE	= 1	Tournez les yeux à fond à droite, puis revenez. Ajoute le chiffre 1
Regarder au CENTRE	3 s	Valide : la phrase est prononcée à voix haute

Exemple : « Ça me gêne » = 011 → GAUCHE, DROITE, centre (bref), DROITE, puis CENTRE pendant 3 secondes. Le bref retour au centre sépare les deux mouvements vers la DROITE ; quand la direction change, aucune pause n'est nécessaire.

Temps de validation : 3 secondes par défaut. Si les yeux bougent lentement ou si la saisie se termine trop tôt en répétant un côté, choisissez un temps plus long (jusqu'à 5 s) dans Réglages → Temps de validation.



GAUCHE (0)



DROITE (1)



CENTRE (BREF)



DROITE (1)



CENTRE (3 S)

Une erreur ? Regardez simplement le centre pendant 3 secondes. Les codes qui n'existent pas sont ignorés automatiquement et vous pouvez recommencer.

Sécurité : C'est une aide à la communication, pas un dispositif médical. Un aidant doit toujours être présent et un autre moyen d'appeler à l'aide doit exister.

1. Installation



Position de montage

Placez l'appareil

- À environ 30 cm du visage de l'utilisateur
- Caméra à hauteur des yeux, un peu au-dessus de la ligne de vue pour ne pas gêner la vision
- La zone des yeux de l'utilisateur centrée dans l'aperçu de la caméra
- La lumière DEVANT l'utilisateur, jamais une fenêtre derrière lui
- Nettoyez l'objectif de la caméra avant usage

Lunettes : retirez-les si possible. Si elles doivent être portées, ajustez légèrement l'angle de l'appareil ou de la tête jusqu'à ce qu'aucun reflet des verres n'apparaisse dans l'aperçu de la caméra. Les reflets gênent la détection de l'iris.

Premier lancement : trois appuis (écrans 1 et 2)

1	Choisissez la langue dans le menu 🌐 en haut du premier écran : English, 한국어, Español, Português ou Français. Les menus, la liste des phrases et la voix changent ensemble.
2	Lisez l'avertissement du premier écran et appuyez sur Accepter.
3	Sur le deuxième écran, celui des instructions d'EYEUUM, choisissez le type d'appareil (Galaxy Phone / Galaxy Tab) pour que l'application sache où se trouve la caméra. Réglages ouvre le menu de modification des phrases et du temps de validation, Entraînement ouvre le mode d'entraînement et Démarrer lance l'application. La première fois que vous appuyez sur Démarrer, l'application demande s'il faut s'entraîner d'abord ou commencer tout de suite.

Les trois boutons (écran 3, l'écran principal de l'application)

Bouton	Rôle
Démarrer	Allume la caméra et lance le suivi. Le voyant d'état passe au VERT (ACTIF).
Pause / Reprendre	Suspend le suivi ; la caméra reste allumée. Le voyant d'état passe à l'ORANGE (EN PAUSE).
Arrêter	Éteint la caméra et arrête tout.

L'utilisateur peut faire une pause sans aide. L'utilisateur peut suspendre la saisie sans l'aide de personne. Fermer les yeux cinq secondes ou plus met en pause le suivi du regard ; les refermer cinq secondes le reprend. Utilisez cette fonction pour se reposer ou dormir, ou pendant une visite, c'est-à-dire chaque fois que l'utilisateur ne veut pas saisir de phrase. Pendant la pause, les mouvements normaux des yeux ne sont pas pris en compte.

Première utilisation : mode d'entraînement

La première fois que vous appuyez sur Démarrer, l'application demande s'il faut s'entraîner d'abord. Choisissez S'entraîner d'abord, appuyez sur Démarrer dans l'écran d'entraînement et suivez les consignes vocales en trois étapes : tourner les yeux à fond d'un côté (0 ou 1) ; saisir deux fois le même côté (00 ou 11) en passant brièvement par le centre entre les deux ; puis saisir trois mouvements qui changent de direction (010 ou 101). Chaque résultat s'affiche en vert (correct) ou en rouge (réessayez). Pour vous entraîner à nouveau plus tard, appuyez sur Entraînement dans l'écran d'instructions ; un aidant peut appuyer sur Passer l'entraînement pour commencer tout de suite.

Quelle orientation ?

- Galaxy Tab : utilisez l'orientation PAYSAGE. En portrait, la caméra est très décalée sur le côté et la précision diminue.
- Galaxy Phone : utilisez l'orientation PORTRAIT. La caméra se trouve en haut au centre de l'écran, donc les regards à gauche et à droite sont détectés de la même façon.

Avant que l'utilisateur commence : l'aidant devrait d'abord essayer l'application. Dix minutes d'entraînement facilitent beaucoup l'apprentissage.

2. Tableau principal des phrases

C'est la seule page dont la plupart des personnes ont besoin. Les codes courts sont les phrases les plus urgentes : une urgence ne demande qu'un seul regard.

Code	Regard	Dit
0	G → centre	Je ne respire pas
1	D → centre	Aspiration
00	G → centre → G → centre	Oui
01	G D → centre	Non
10	D G → centre	Encore
11	D D → centre	Attendez
000	G → centre → G → centre → G → centre	J'ai soif ★
001	G → centre → G D → centre	Uriner ★
010	G D G → centre	Aller à la selle ★
011	G D → centre → D → centre	Ça me gêne ★
100	D G → centre → G → centre	ouvre la page DOULEUR
101	D G D → centre	ouvre la page ACTION
110	D → centre → D G → centre	ouvre la page CONFORT
111	D → centre → D → centre → D → centre	ouvre la page ÉMOTIONS

Rouge	Urgence : un seul regard
Vert	Oui / Non / Encore / Attendez : pour répondre aux questions
Jaune	★ Raccourcis : ces quatre emplacements changent d'eux-mêmes (voir ci-dessous)
Bleu	Accès aux quatre pages de catégories

★ Les emplacements jaunes sont remplacés par les phrases que l'utilisateur emploie le plus

- Chaque fois qu'une phrase est choisie sur une page de catégorie ouverte par un accès bleu, le compteur d'utilisation de cette phrase augmente de un.
- Les quatre phrases les plus utilisées montent dans les emplacements jaunes (000–011), de sorte qu'on peut les choisir sans passer par une page de catégorie.
- Le tableau ne change pas pendant l'utilisation. Les emplacements ne sont recalculés qu'en appuyant sur Arrêter ou en redémarrant l'application.
- Pour voir ou remettre à zéro les raccourcis jaunes : Réglages → Zone 3A : fréquence d'utilisation → afficher / Remettre à zéro les compteurs.

Ordre d'apprentissage : entraînez-vous d'abord aux phrases rouges et vertes (1–2 regards) jusqu'à ce qu'elles soient fiables. Ajoutez ensuite les raccourcis jaunes, puis présentez les pages de catégories une par une. Des séances de 10–15 minutes valent mieux que des séances longues.

3. Les quatre pages de catégories

Saisir l'un des codes bleus à 3 chiffres du tableau principal ouvre une page de catégorie. La fenêtre qui affiche le code en cours se vide, et l'utilisateur choisit l'un des codes de cette page par des mouvements des yeux à gauche et à droite. Après avoir prononcé la phrase, l'application revient d'elle-même à l'Accueil. Sur une page de catégorie, GAUCHE + centre (code 0) ramène toujours à l'Accueil.

DOULEUR saisir le code 100 (D G G)		ACTION saisir le code 101 (D G D)	
0	← Retour	0	← Retour
1	Mal au ventre	1	Médicament
00	Mal à la tête	00	Changer position
01	Mal au dos	01	Tournez-moi
10	Mal au cou	10	Relever la tête
11	Mal à la poitrine	11	Baisser la tête
000	Nausée	000	Essuyez-moi
001	Bouche sèche	001	Couvrez-moi
010	Yeux secs	010	Appeler soignant
011	Mal aux jambes	011	Venez ici
100	Mal à l'épaule	100	Asseyez-moi
101	Crampe	101	Ne me bougez pas
110	Fourmillements	110	Uriner
111	Ça empire	111	Aller à la selle

CONFORT saisir le code 110 (D D G)		ÉMOTIONS saisir le code 111 (D D D)	
0	← Retour	0	← Retour
1	J'ai froid	1	Merci
00	J'ai chaud	00	Pardon
01	Trop de lumière	01	Je m'inquiète
10	Trop sombre	10	J'ai peur
11	Trop de bruit	11	Je suis triste
000	J'ai sommeil	000	Solitude
001	Ça me gratte	001	Je me sens bien
010	J'ai soif	010	Plus de force
011	Ça me gêne	011	Je suis en colère
100	Ouvrir fenêtre	100	Tu me manques
101	Fermer fenêtre	101	Je t'aime
110	Allumer la télé	110	Quelle fierté
111	Éteindre la télé	111	Ne t'inquiète pas

Ajouter vos propres phrases : Écran d'instructions → Réglages → appuyez sur un emplacement → saisissez la phrase → Enregistrer, puis Enregistrer et revenir. Limitez les phrases à 1–3 mots pour que la voix reste claire. Pour annuler toutes les modifications d'un coup, utilisez Rétablir les phrases par défaut en bas de l'écran Réglages. Trois éléments ne peuvent pas être modifiés : « Je ne respire pas » (code 0), « retour à l'Accueil » (code 0 des pages de catégories) et les quatre accès aux catégories (100–111).

4. Quatre exemples complets

Pour dire	Faites ceci
« Je ne respire pas »	GAUCHE → centre 3 s. Prononcé immédiatement.
« Mal à la tête »	DROITE GAUCHE centre GAUCHE → centre 3 s (la page DOULEUR s'ouvre) → GAUCHE centre GAUCHE → centre 3 s.
« Merci »	DROITE centre DROITE centre DROITE → centre 3 s (la page ÉMOTIONS s'ouvre) → DROITE → centre 3 s.
Revenir à l'Accueil (depuis une page de catégorie)	GAUCHE → centre 3 s. Rien n'est prononcé.

5. En cas de problème

Problème	Que faire
La caméra ne démarre pas	Paramètres Android → Applications → EYEUM → Autorisations → autoriser Caméra.
Pas de voix	Vérifiez les boutons de volume. Puis Paramètres Android → Gestion globale → Langue et saisie → Synthèse vocale.
Le regard n'est pas détecté	Plus de lumière. Nettoyez l'objectif. Rapprochez l'appareil. Retirez les lunettes ou inclinez l'appareil jusqu'à ce que le reflet disparaisse.
Réagit au moindre mouvement	Vérifiez que les paupières sont bien ouvertes et non mi-closes. De petits mouvements ordinaires des yeux ne devraient pas saisir de chiffre.
Phrases inattendues dans les emplacements jaunes	Réglages → Zone 3A : fréquence d'utilisation → Remettre à zéro les compteurs.
Phrases dans la mauvaise langue	Revenez à l'écran d'avertissement et choisissez à nouveau la langue.

Avis de sécurité

Cette application est seulement une aide à la communication. Ce n'est pas un dispositif médical et elle ne doit jamais être le seul moyen pour l'utilisateur d'alerter quelqu'un en cas d'urgence.

- À utiliser uniquement en présence d'un aidant attentif.
- Gardez toujours à portée de main un autre moyen d'appeler à l'aide.
- Avant une utilisation prolongée, faites évaluer l'utilisateur par un orthophoniste.

Les développeurs déclinent toute responsabilité pour les conséquences de l'utilisation de cette application. En l'utilisant, vous acceptez ces risques.

Ceci est un guide court. Le Manuel d'utilisation complet contient la référence complète de l'écran Réglages, la disposition de l'écran pour chaque appareil et orientation, et des conseils détaillés d'apprentissage.

Questions, problèmes ou avis : contact.eyum@gmail.com