

EYEUUM

Aplicativo de comunicação pelo olhar

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO · O essencial em 5 minutos

Ao abrir o aplicativo, o usuário vê um aviso e instruções breves. Depois de aceitar o aviso, começa uma sessão.

A prévia da câmera deve mostrar com clareza a região dos olhos; isso confirma que o rastreamento funciona. Depois, o usuário escolhe uma frase do quadro só com os olhos.

Cada frase do quadro corresponde a um código binário. O usuário forma esse código dígito por dígito. Não olhe para o lado esquerdo ou direito da tela: vire os próprios olhos até onde conseguir, como se olhasse de canto para algo além da borda do dispositivo. Virá-los totalmente para a **ESQUERDA** digita **0**; virá-los totalmente para a **DIREITA** digita **1**. Manter o olhar no **CENTRO** por 3 segundos (padrão; pode ser alterado em Ajustes) encerra a entrada, e o dispositivo fala a frase escolhida em voz alta. Quando o mesmo dígito se repete (por exemplo, 00), mova os olhos para esse lado, volte rapidamente ao centro e mova de novo para o mesmo lado.

Os três movimentos do olhar

Olhar para a ESQUERDA	= 0	Vire os olhos totalmente para a esquerda e volte. Acrescenta o dígito 0
Olhar para a DIREITA	= 1	Vire os olhos totalmente para a direita e volte. Acrescenta o dígito 1
Olhar para o CENTRO	3 s	Confirma: a frase é falada em voz alta

Exemplo: "Algo me incomoda" = 011 → **ESQUERDA**, **DIREITA**, **centro (rápido)**, **DIREITA** e depois **CENTRO** por 3 segundos. A breve volta ao centro separa os dois giros para a **DIREITA**; quando a direção muda, não é preciso pausa.

Tempo de confirmação: Padrão de 3 segundos. Se os olhos se movem devagar ou a entrada termina cedo ao repetir um lado, escolha um tempo maior (até 5 s) em Ajustes → Tempo de confirmação.



ESQUERDA (0)



DIREITA (1)



CENTRO (RÁPIDO)



DIREITA (1)



CENTRO (3 S)

Errou? Basta olhar para o centro por 3 segundos. Códigos que não existem são descartados automaticamente e você pode recomeçar.

Segurança: É uma ajuda para a comunicação, não um dispositivo médico. Sempre deve haver um cuidador presente e outra forma de pedir ajuda.

1. Preparação



Posição de montagem

Posicione o dispositivo

- A cerca de 30 cm do rosto do usuário
- Câmera na altura dos olhos, um pouco acima da linha de visão para não bloquear a vista
- A região dos olhos do usuário centralizada na prévia da câmera
- Luz NA FRENTE do usuário, nunca uma janela atrás dele
- Limpe a lente da câmera antes de usar

Óculos: retire-os se possível. Se precisar usá-los, ajuste levemente o ângulo do dispositivo ou da cabeça até que nenhum reflexo das lentes apareça na prévia da câmera. Os reflexos atrapalham a detecção da íris.

Primeiro uso: três toques (telas 1 e 2)

1	Escolha o idioma no menu  na parte superior da primeira tela: English, 한국어, Español, Português ou Français. Os menus, a lista de frases e a voz mudam juntos.
2	Leia o aviso na primeira tela e toque em Aceitar.
3	Na segunda tela, a de instruções do EYEUM, escolha o tipo de dispositivo (Galaxy Phone / Galaxy Tab) para que o aplicativo saiba onde está a câmera. Ajustes abre o menu para editar as frases dos códigos e o tempo de confirmação, Prática abre o modo de prática e Iniciar começa a usar o aplicativo. Na primeira vez que Iniciar é tocado, o aplicativo pergunta se você quer praticar primeiro ou começar agora.

Os três botões (tela 3, a tela principal do aplicativo)

Botão	O que faz
Iniciar	Liga a câmera e inicia o rastreamento. O indicador de estado fica VERDE (ATIVO).
Pausar / Retomar	Suspende o rastreamento; a câmera continua ligada. O indicador de estado fica LARANJA (PAUSADO).
Parar	Desliga a câmera e interrompe tudo.

O usuário pode pausar sem ajuda. O usuário pode pausar a entrada sem ajuda de ninguém. Fechar os olhos por cinco segundos ou mais pausa o rastreamento do olhar; fechá-los de novo por cinco segundos o retoma. Use isso para descansar ou dormir, ou ao ouvir uma visita, ou seja, sempre que o usuário não quiser digitar uma frase. Durante a pausa, os movimentos normais dos olhos não contam como entrada.

Primeiro uso: modo de prática

Na primeira vez que Iniciar é tocado, o aplicativo pergunta se você quer praticar primeiro. Escolha Praticar primeiro, toque em Iniciar na tela de prática e siga as orientações por voz em três etapas: virar os olhos totalmente para um lado (0 ou 1); digitar o mesmo lado duas vezes (00 ou 11), passando rapidamente pelo centro entre elas; e digitar três movimentos que mudam de direção (010 ou 101). Cada resultado aparece em verde (correto) ou em vermelho (tente de novo). Para praticar de novo depois, toque em Prática na tela de instruções; um cuidador pode tocar em Pular prática para começar logo.

Qual orientação?

- Galaxy Tab: use a orientação HORIZONTAL. Na vertical, a câmera fica muito para o lado e a precisão diminui.
- Galaxy Phone: use a orientação VERTICAL. A câmera fica no centro superior da tela, então os olhares para a esquerda e para a direita são detectados por igual.

Antes que o usuário comece: o cuidador deve experimentar o aplicativo primeiro. Dez minutos de prática facilitam muito o ensino.

2. Tabela principal de frases

Esta é a única página de que a maioria das pessoas precisa. Os códigos curtos são as frases mais urgentes: as emergências exigem um único olhar.

Código	Olhar	Fala
0	E → centro	Falta de ar
1	D → centro	Aspiração
00	E → centro → E → centro	Sim
01	E D → centro	Não
10	D E → centro	De novo
11	D D → centro	Espera
000	E → centro → E → centro → E → centro	Estou com sede ★
001	E → centro → E D → centro	Urinar ★
010	E D E → centro	Evacuar ★
011	E D → centro → D → centro	Algo me incomoda ★
100	D E → centro → E → centro	abre a página DOR
101	D E D → centro	abre a página AÇÃO
110	D → centro → D E → centro	abre a página AMBIENTE
111	D → centro → D → centro → D → centro	abre a página SENTIMENTOS

Vermelho	Emergência: um único olhar
Verde	Sim / Não / De novo / Espera: para responder perguntas
Amarelo	★ Atalhos: estes quatro espaços mudam sozinhos (veja abaixo)
Azul	Acessos às quatro páginas de categorias

★ Os espaços amarelos de atalho são substituídos pelas frases que o usuário mais usa

- Cada vez que uma frase é escolhida numa página de categoria acessada por um acesso azul, o contador de uso dessa frase aumenta em um.
- As quatro frases mais usadas sobem para os espaços amarelos (000–011), para que as frases mais frequentes possam ser escolhidas sem ir a uma página de categoria.
- O quadro não muda enquanto o aplicativo está em uso. Os espaços são recalculados só ao tocar em Parar ou ao reiniciar o aplicativo.
- Para ver ou zerar os espaços amarelos de atalho: Ajustes → Zona 3A: frequência de uso → mostrar / Zerar contadores de uso.

Ordem de ensino: pratique primeiro as frases vermelhas e verdes (1–2 olhares) até que saiam sempre bem. Depois acrescente os atalhos amarelos e então apresente as páginas de categorias uma de cada vez. Sessões de 10–15 minutos funcionam melhor que as longas.

3. As quatro páginas de categorias

Ao digitar um dos códigos azuis de 3 dígitos da tabela principal, abre-se uma página de categoria. A janela que mostra o código em formação é esvaziada, e o usuário escolhe um dos códigos dessa página com movimentos dos olhos para a esquerda e para a direita. Depois de falar a frase, o aplicativo volta sozinho ao Início. Numa página de categoria, ESQUERDA + centro (código 0) sempre volta ao Início.

DOR digite o código 100 (D E E)		AÇÃO digite o código 101 (D E D)	
0	← Voltar	0	← Voltar
1	Dor de barriga	1	Remédio
00	Dor de cabeça	00	Mudar posição
01	Dor nas costas	01	Me vire
10	Dor no pescoço	10	Levantar cabeça
11	Dor no peito	11	Abaixar cabeça
000	Enjoo	000	Me limpe
001	Boca seca	001	Me cubra
010	Olhos secos	010	Chamar enfermeira
011	Dor nas pernas	011	Venha aqui
100	Dor no ombro	100	Quero sentar
101	Cãibra	101	Não me mexa
110	Formigamento	110	Urinar
111	Está piorando	111	Evacuar

AMBIENTE digite o código 110 (D D E)		SENTIMENTOS digite o código 111 (D D D)	
0	← Voltar	0	← Voltar
1	Estou com frio	1	Agradeço
00	Estou com calor	00	Desculpe
01	Muita luz	01	Sinto ansiedade
10	Muito escuro	10	Tenho medo
11	Muito barulho	11	Estou triste
000	Estou com sono	000	Sinto solidão
001	Coceira	001	Estou feliz
010	Estou com sede	010	Sem forças
011	Algo me incomoda	011	Sinto raiva
100	Abrir janela	100	Saudade de você
101	Fechar janela	101	Te amo
110	Ligar a TV	110	Orgulho de você
111	Desligar a TV	111	Não se preocupe

Adicionar suas próprias frases: Tela de instruções → Ajustes → toque em qualquer espaço → digite a frase → Salvar e depois Salvar e voltar. Use frases de 1–3 palavras para que a voz fique clara. Para desfazer todas as edições de uma vez, use Restaurar frases padrão no fim da tela Ajustes. Três itens não podem ser alterados: "Falta de ar" (código 0), "voltar ao Início" (código 0 nas páginas de categorias) e os quatro acessos às categorias (100–111).

4. Quatro exemplos completos

Para dizer	Faça isto
"Falta de ar"	ESQUERDA → centro 3 s. Falado imediatamente.
"Dor de cabeça"	DIREITA ESQUERDA centro ESQUERDA → centro 3 s (abre a página DOR) → ESQUERDA centro ESQUERDA → centro 3 s.
"Agradeço"	DIREITA centro DIREITA centro DIREITA → centro 3 s (abre a página SENTIMENTOS) → DIREITA → centro 3 s.
Voltar ao Início (a partir de uma página de categoria)	ESQUERDA → centro 3 s. Nada é falado.

5. Se algo não funcionar

Problema	O que fazer
A câmera não liga	Configurações do Android → Aplicativos → EYEUM → Permissões → permitir Câmera.
Sem voz	Verifique os botões de volume. Depois, Configurações do Android → Gerenciamento geral → Idioma e entrada → Conversão de texto em voz.
O olhar não é detectado	Mais luz. Limpe a lente. Aproxime o dispositivo. Tire os óculos ou incline o dispositivo até o reflexo sumir.
Reage a qualquer movimento pequeno	Verifique se as pálpebras estão bem abertas, não semicerradas. Pequenos movimentos normais dos olhos não deveriam digitar um dígito.
Frases inesperadas nos espaços amarelos	Ajustes → Zona 3A: frequência de uso → Zerar contadores de uso.
Frases no idioma errado	Volte à tela do aviso e escolha o idioma novamente.

Aviso de segurança

Este aplicativo é apenas uma ajuda para a comunicação. Não é um dispositivo médico e nunca deve ser a única forma de o usuário alertar alguém numa emergência.

- Use apenas com um cuidador presente e atento.
- Tenha sempre à mão outro meio de pedir ajuda.
- Antes de um uso prolongado, peça que um fonoaudiólogo avalie o usuário.

Os desenvolvedores não assumem nenhuma responsabilidade pelas consequências do uso deste aplicativo. Ao usá-lo, você aceita esses riscos.

Este é um guia breve. O Manual do usuário completo traz a referência completa da tela Ajustes, o layout da tela para cada dispositivo e orientação, e orientações detalhadas de treinamento.

Dúvidas, problemas ou sugestões: contact.eyum@gmail.com